מעבד קול Nucleus[®] 7 מעבד קול Nucleus[®] 7 מדריך קישור (עבור ™ P1285539 Android דגם 1.0)

מדריך זה ילמד אותך כיצד לשייך את מעבד/י הקול Nucleus Smart עם **היישום Nucleus Smart** לטלפון Android תואם*, כך שתוכל להשתמש ביישום כדי לשלוט על מעבד/י הקול שלך ולפקח עליו/עליהם.

שים לב

חובה להתקין את גרסת הקושחה האחרונה במעבד הקול כדי להשתמש בגרסת Android של היישום. בדוק עם קלינאי התקשורת.

שיוך המעבד/ים

הערות

- אם יש לך מעבד/י קול אחר/ים שכבר משויך/ים, ראשית עליך לבטל את השיוך. ראה הוראות ביטול שיוך בעמוד 4.
- הפרעת רדיו: כאשר תנסה לשייך או לחבר את מעבד הקול שלך עם היישום, תיתכן הפרעה בתקשורת ממכשירים מסוימים (לדוגמה, מיקרוגל, נתבים אלחוטיים או משדרי טלויזיה). במקרה כזה, התרחק מהמכשיר ונסה שוב.



.www.cochlear.com/compatibility למידע בנושא תאימות, בקר באתר *

...המשך מעבר לדף...



מסך אתר את המעבד/ים שלך יוצג. 9

כבה ואז הפעל את מעבד(י) הקול שלך. אם אתה מצויד בשני מעבדים, טפל בשניהם כעת, בזה אחר זה. לחץ על **המשך**.

,ו/כאשר המעבד/ים יוצג/ו לחץ פעם אחת כדי להתחיל את השיוך.

> Jack's Sound Processor CP1000

Jack's Sound Processo CP1000

בחר את המעבד/ים שלר

מסך 11 מעבדי הקול המשויכים יופיע עם סיום השיוך. לחץ על המשך.



- כאשר מסכי ודא את דגם 12 המעבד יופיעו:
- א. הסר את המעבד שלך ולחץ על לחצן המעבד.
 - ב. **הנח** את המעבד שלך על הראש ולחץ על **המשך**.



00 🗎 🔪 🕸

כבה ו**הפעל** את המעבד/ים שלך

המשך

אם יופיע מסך הזרמת 15 **השמע**, ראה את השלבים הבאים ב**עמוד הבא**. אם יופיע מסך ההגדרה הושלמה, לחץ על המשך.



שים לב כדי לשייך מכשירים תואמים נוספים עליך להשבית את ה-Bluetooth במכשירים משויכים קיימים.

מכשירי טלפון עם הזרמת שמע למכשירי שמיעה

אם מכשיר הטלפון שלך תומך בהזרמת שמע למכשירי שמיעה, תוכל לקלוט מידע שמיעתי מהטלפון היישר למעבד שלך. הגדרת הזרמת שמע:

> כאשר יופיע מסך <mark>הזרמת השמע</mark>, לחץ על**אפשר**. מעבד/י הקול יכבה/ו למספר רגעים.



אם האפשרות **צלילי מגע** מופעלת במכשיר הטלפון שלך, יופיע מסך צלילי מגע.

מלא אחר מסכי ההוראות כדי **להשבית** את צלילי מגע ולאחר מכן לחץ על **לחצן** חזור כדי לחזור ליישום Nucleus Smart.

אם מעבד/י קול אחר/ים עבר משויך/ים או מזרים/ים שמע למכשיר הטלפון שלך, עליך ללחוץ על **שכח** עכשיו.

מלא אחר מסכי ההוראות כדי לבצע פעולת **שכח** את המעבד/ים, ואז לחץ על **לחצן חזור** כדי לחזור ליישום Nucleus Smart.

המתן כאשר יופיע מסך <mark>מתחבר 3</mark> למעבדי הקול.



- כאשר יופיע מסך **ההגדרה הושלמה!** לחץ על **המשך**.
- 6 כעת תוכל להשתמש ב**יישום** Nucleus Smart! לקבלת פרטים, עיין ב*מדריך למשתמש של היישום* Nucleus Smart.





שים לב Bluetooth במכשירים תואמים נוספים עליך להשבית את ה-Bluetooth במכשירים משויכים קיימים.

ביטול שיוך המעבד(ים)

אם תחליף את מעבד/י הקול שלך, לדוגמה אם תקבל מעבד קול חדש ממרכז התיקונים, עליך:

- לבטל את השיוך של מעבד/י הקול הישן/ים, ולאחר מכן
 - **לשייך** את מעבד/י הקול החדש/ים.

ביטול קישור המעבד/ים:



. לחץ על **אישור** 5

אם האפשרות 'הזרמת שמע' 🔒 מופעלת במעבד/י הקול שלך, תופיע הוראה <mark>השבת</mark> הזרמת שמע.

- א. לחץ על **אישור** ומלא את ההוראות לביצוע פעולת **שכח** את המעבד/ים שלך.
- ב. לחץ על לחצן חזור כדי לחזור .Nucleus Smart ליישום

:00 🛯 🔪 🛠







קת מצב הזרמת השמע

לבדיקת מצב הזרמת שמע:



,אם הזרמת שמע **לא פעילה** (4 קרא את המידע המופיע על המסך לקבלת פרטים נוספים ולחץ על הקישורים הזמינים.

- למידע נוסף על היישום, עיין במדריך למשתמש של היישום .Nucleus Smart
- למידע נוסף על מעבד הקול, עיין במדריך למשתמש של מעבד .Nucleus 7 הקול
- בקרו באתר שלנו לקבלת טיפים, לצפייה בסרטוני הדרכה ועוד: www.cochlear.com/
- Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia دهند +61 2 9428 6555

Cochiear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 12 9426 6352

www.cochlear.com

והסמליל (לוגו) Nucleus ו-Hear now. And always ,Cochlear האליפטי הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של .Cochlear Limited הוא סימן מסחר של Android.

5